**GEBRAUCHSANLEITUNG**

## ABS - ANKAFERD BLOOD STOPPER PUSH & STOP TAMPON

Diese Gebrauchsanleitung wurde am 22.08.2022 überprüft und veröffentlicht.

- Bitte lesen Sie diese **GEBRAUCHSANLEITUNG** sorgfältig durch, bevor Sie den ANKAFERD Blood Stopper Push & Stop Tampon verwenden, da sie wichtige Informationen für Sie enthält.
- Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf.
  Eventuell müssen Sie sie später nochmals lesen.
- Wenden Sie sich bei Fragen unbedingt an einen Facharzt.
- Nach der Anwendung des ANKAFERD BLOOD STOPPER Push & Stop Tampons bei einer kritischen Blutung sollten Sie unbedingt eine medizinische Einrichtung konsultieren. Geben Sie dabei bitte an, dass Sie die Blutung mit dem ANKAFERD BLOOD STOPPER Push & Stop Tampon gestillt haben.
- Befolgen Sie bitte unbedingt die in dieser Anleitung angegebenen Anwendungsregeln. Bei kritischen Blutungen kann die ordnungsgemäße Anwendung des ANKAFERD BLOOD STOPPER Push & Stop Tampons Ihr Leben retten.

### PACKUNGSINHALT

Jede Packung enthält 6 steril verpackte Einweg-ABS Push & Stop Tampons.

### WAS IST EIN ABS-ANKAFERD BLOOD STOPPER PUSH & STOP TAMPON?

Enthalten sind eine Ankaferd-Lösung in einem Behälter mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Höhe von 13 mm.

Der Mechanismus funktioniert, indem Sie auf den Bereich in der Mitte des Etiketts drücken. Die Flüssigkeit wird dann vom trockenen Spunlace-Tuch in ca. 3 Sekunden aufgesaugt und verwandelt sich so in einen natürlichen Blutstiller.

Hygienisch und praktisch. Leicht zu transportieren und jederzeit und überall bei Blutungen einsetzbar.

### DER ABS-ANKAFERD BLOOD STOPPER PUSH & STOP TAMPON

Der Behälter besteht aus zwei Kammern. In der äußeren Kammer befindet sich die Ankaferd-Lösung und in der inneren Kammer befindet sich ein Spunlace-Tuch. Durch das Drücken auf die Mitte gelangt die Flüssigkeit von der äußeren Kammer zum Tuch im inneren Teil. Das Spunlace-Tuch saugt die Flüssigkeit auf, quillt über den Behälter hinaus und wird so zu einem gebrauchsfertigen Tampon.

### BESTANDTEILE:

**1. Die Anwendungsflüssigkeit (Ankaferd blutungsstillende Lösung):**

Die Ankaferd blutungsstillende Lösung, die in dem mit Push & Stop-Technologie hergestellten Produkt verwendet wird, wird gemäß den Grundsätzen des Qualitätsmanagementsystems TS EN ISO 13485 an einem Produktionsstandort hergestellt, an dem GMP-Richtlinien angewendet werden. Mit notwendigen Tests, Analysen und Zertifikaten wird die Qualität und Sicherheit der Ankaferd blutungsstillenden Lösung gewährleistet.

**2. Recycelbarer Behälter:**

Besteht hauptsächlich aus Polypropylen (PP).
Polypropylen ist ein recycelbares thermoplastisches Produkt. Polypropylen ist hautverträglich und geruchlos. Polypropylen wird häufig in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt.

**3. Spunlace-Tuch:**

Besteht aus 100 % Viskose. Viskose wird aus Buchenholz gewonnen. Das Tuch besteht zu 100 % aus gepresstem Naturholz (Buche). Das Tuch bleibt bis zur Anwendung trocken. Das Tuch besitzt eine hohe Saugkraft, ist antibakteriell und umweltfreundlich.

### INDIKATIONEN

Der ABS Push & Stop Tampon stillt Blutungen bei Verletzungen und traumatischen Schnitten an äußeren Körperbereichen, sobald er kurz auf die Wunde oder den Einschnitt gedrückt wird. Abhängig von der Größe der Wunde oder des Einschnitts, der Dichte der Blutgefäße und dem Gesundheitszustand des Patienten können verschiedene Arten von Push & Stop Tampons erforderlich sein. Der ABS Push & Stop Tampon kann sicher bei allen Patientengruppen eingesetzt werden, einschließlich Patienten mit Hämophilie, Diabetes und Bluthochdruck sowie bei allen Altersgruppen, Schwangeren, Kindern und älteren Menschen.
Um zu erfahren, welcher Tampon bei welcher Art von Verletzung verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte vor dem Gebrauch an einen Facharzt.

### EMPFOHLENER ANWENDUNGSBEREICH

Wird als blutstillendes Mittel bei äußeren Verletzungen und traumatischen Schnitten bei allen Patientengruppen eingesetzt. Der ABS Push & Stop Tampon kann sicher bei allen Patientengruppen eingesetzt werden, einschließlich Patienten mit Hämophilie, Diabetes und Bluthochdruck sowie bei allen Altersgruppen, Schwangeren, Kindern und älteren Menschen.

### EMPFOHLENER ANWENDUNGSBEREICH

Kontraindikationen sind nicht bekannt.

### MEDIZINISCHE EIGENSCHAFTEN

Der ABS erzeugt ein spezifisches Erythrozyten-Protein-Netzwerk, das die Blutstillung in hämostatischem Plasma und Serum innerhalb kurzer Zeit physiologisch steuert. Der Blutungsstillungsprozess wird hauptsächlich über dieses Gewebe-Reparatur-Netzwerk durchgeführt. Der ABS Push & Stop Tampon stillt die Blutung sowohl bei Personen mit normalen hämostatischen Werten als auch bei Patienten mit hämorrhagischer Diathese mit primären oder sekundären Hämostasestörungen, z. B. Hämophiliepatienten. In In-vitro-Studien wurden bakterizide und fungizide Wirkungen nachgewiesen. Die Verwendung als ergänzende Maßnahme zur Behandlung von infiziertem hämorrhagischem Gewebe kann vorteilhaft sein.

Der ABS Push & Stop Tampon wird eingesetzt, um akute Blutungen, chirurgische Blutungen, starke Blutungen und sekundäre äußere Blutungen zu stillen.

Der ABS Push & Stop Tampon darf nicht in eine Vene oder ein Blutkreislaufsystem eingebracht werden. Unter ärztlicher Aufsicht kann das

Produkt bei Patienten mit Hämophilie, Diabetes mellitus und Bluthochdruck ohne Bedenken angewendet werden.

**ANWENDUNG**

- Legen Sie das Produkt auf eine harte Oberfläche und drücken Sie den Mechanismus nach unten, indem Sie auf die Mitte des oberen Etiketts drücken. Warten Sie ca. 3 Sekunden, bis das Spunlace-Tuch die Ankaferd-Lösung aufsaugt. Der Mechanismus funktioniert mit einem einzigen Fingerdruck. Die Flüssigkeit wird dann vom trockenen Spunlace-Tuch in ca. 3 Sekunden aufgesaugt und verwandelt sich so in einen natürlichen Blutstiller.
- Der sich durch die Feuchtigkeit öffnende Tampon ist gebrauchsfertig. Sie können ihn problemlos beidseitig verwenden.
- Das nasse Schwämmchen, das dabei heraustritt, wird zur Blutstillung wie in der Abbildung gezeigt auf die blutende Stelle gedrückt und fixiert.
- Warten Sie, bis die Blutung aufhört. Wenn die Blutung nach fünf Minuten nicht aufhört, verwenden Sie einen neuen Tampon. Benutzen Sie alle fünf Minuten einen neuen Tampon, bis die Blutung aufhört. Wenn die Blutung trotzdem nicht gestillt werden kann, wenden Sie umgehend eine andere Methode an.
- Nachdem die Blutung gestoppt ist, wenden Sie sich an die nächstgelegene medizinische Einrichtung und geben Sie an, dass Sie ein ABS Push & Stop Tampon zur Blutstillung eingesetzt haben.

**NEBENWIRKUNGEN**

Für den ABS Push & Stop Tampon sind keine Nebenwirkungen bekannt. Der ABS Push & Stop Tampon ändert jedoch vorübergehend die Farbe des Gewebes, an dem es angewendet wird. Dies ist normal und geschieht aufgrund des hohen Eisengehalts, mit dem das Blut in Kontakt kommt. Im Zweifelsfall oder wenn ein unerwarteter Effekt beobachtet wird, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder einen Facharzt.

**ARZNEIMITTEL- UND ANDERE WECHSELWIRKUNGEN**

Für den ABS Push & Stop Tampon sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt. Das Produkt ist hypoallergen.
Das Produkt enthält keine menschlichen Blutderivate, kein tierisches Gewebe, keine chemischen Produkte und keinen Alkohol.

**HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN**

- Falls die Blutung mit ABS Push Stop & Tampon nicht gestillt werden kann, wenden Sie umgehend eine andere Methode an.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Jeder Tampon ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung des gebrauchten Tampons durch mehrere Personen ist eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des ABS-Push & Stop Tampons, und es besteht die Gefahr einer Ansteckung mit durch Blut übertragbaren Krankheiten.
- Nach dem Gebrauch sollten die Tampons als medizinischer Abfall entsorgt werden. Beachten Sie, dass gebrauchte Tampons ein biologisches Risiko darstellen können und deshalb ordnungsgemäß entsorgt werden sollten.

**STERILISATION, AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN UND KLASSIFIZIERUNG**

- Dieses Produkt wurde durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- Zwischen 0 und 25 °C an einem trockenen, vor direktem Sonnenlicht geschützten Ort aufbewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung.
- Der ABS Push & Stop Tampon ist ein steriles Produkt der Klasse III gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

**HERSTELLER**
İmmun Gıda İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kireçburnu Cad. Raifbey Sok. No: 8/B Kirecburnu Sariyer - İST.

**VERTRIEB:** **Health & Beauty GmbH**
Tal 23, 80331 München
www.ankaferd.info

**HERSTELLUNGSORT DER BULK-LÖSUNG**
Bikar İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Güllü Bağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14 Kurtköy - Pendik/ISTANBUL/TÜRKEI

**ORT DER HERSTELLUNG, ABFÜLLUNG UND VERPACKUNG**
İmmun Gıda İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mahmut Bey Mah. Hacıbostan Cad. Erbay Center No: 4 Kat: 1 Bağcılar - İST.











Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.









