ankaferd BLOODSTOPPER®

ABSORBIERBARE WUNDAUFAGE VON ANKAFERD BLOODSTOPPER

Diese Gebrauchsanweisung (TSD.04 - B 07.01.02) wurde am 10.11.2020 erstellt.

- Lesen Sie diese GEBRAUCHSANWEISUNG sorgfältig durch, bevor Sie die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper benutzen, da sie wichtige Informationen für die Anwendung enthält.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Möglicherweise müssen Sie diese später noch einmal lesen.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Gebrauchsanweisung oder zum Produkt an einen Arzt.
- Im Falle einer kritischen Blutung sollten Sie sich nach der Anwendung der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper an eine medizinische Einrichtung wenden. Geben Sie während der dortigen Behandlung an, dass Sie die Blutung mit der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper gestillt haben.
- Achten Sie auf die Einhaltung der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungshinweise, um die orrekte Anwendung der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper zu gewährleisten.

PACKUNGSINHALT

Jede Packung enthält 1 steril verpacktes Set der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper zum einmaligen Gebrauch.

Jedes Set der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper enthält einen Ankaferd Lösungsinjektor mit einem steril verpackten absorbierbaren Zellulose-Tupfer zum einmaligen Gebrauch.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper stillt die Blutung bei Körperverletzungen und traumatischen Wunden, wenn der Tupfer für kurze Zeit leicht auf die Wunde gedrückt wird. Die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper verwendet 100% absorbierbare Zellulose, die für hämostatische Blutungen verwendet wird. Abhängig von der Größe der Wunde oder des Schnittes, der Intensität der blutenden Vene und dem Zustand der Vitalfunktionen des Patienten kann die Verwendung mehrerer Tupfer erforderlich sein.

Konsultieren Sie einen Arzt, um die für die spezifische Wunde optimale Tupfergröße zu wählen, bevor Sie Ankaferd Bloodstopper verwenden.

WAS IST OXIDIERTE ZELLULOSE?

Der verwendete Tupfer besteht aus 100% oxidierter Zellulose, die steril und im Körper saugfähig ist. Sie hat den Vorteil, dass sie mit dem Körpergewebe vernäht werden kann. Ihre Farbe ist weiß-gelblich. Außerdem hat sie eine bakterizide und bakteriostatische Wirkung aufgrund ihrer Carboxylgruppen (16-24 %).

EMPFOHLENES ANWENDUNGSGEBIET

Die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper wird bei allen Patientengruppen zum Stillen von inneren Blutungen, traumatischen Blutungen, plötzlichen Blutungen, chirurgischen Blutungen, intensiven Blutungen, Blutungen nach Operationen, endoskopischen Eingriffen, Kapillarblutungen, Leckagen, kapillaren, venösen und arteriellen Blutungen verwendet. Nach dem Öffnen der äußeren Verpackung wird die gesamte Ankaferd-Lösung aus dem Injektor/der Spritze in den Trupfer gespritzt. Der Zellulose-Tupfer wird mit einer sterilen Zange gegen die Blutungsstelle gedrückt, um den Kontakt zwischen dem Blutungszentrum und der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper herzustellen.

Der Zellulose-Tupfer kann auf Wunsch des Arztes mit Nahtmaterial am Gewebe befestigt werden. Wenn nach der Anwendung Zellulose vorhanden ist, kann der Zellulose-Tupfer mit der Naht an das Gewebe fixiert werden. Die Absorption der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper beginnt innerhalb von 7-14 Tagen und ist nach 40 Tagen abgeschlossen. Der Zellulose-Tupfer sollte nach der Anwendung nicht von der Anwendungsstelle entfernt werden.

Die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper kann bei allen Patientengruppen sicher angewendet werden, einschließlich Schwangeren, Kindern, älteren Menschen, Blutern, Diabetikern und Bluthochdruck-Patienten.

EIGENSCHAFTEN

Die Ankaferd-Bloodstopper-Lösung bildet ein spezifisches Erythrozyten-Eiweiß-Netzwerk, das die Blutstillung in kurzer Zeit physiologisch in Plasma und Serum herbeiführt. Ankaferd Bloodstopper stoppt Blutungen sowohl bei Personen mit normalen hämostatischen Werten als auch bei Patienten mit hämorrhagischer Diathese, die eine Hämostasestörung ersten oder zweiten Grades, wie z. B. Hämophilie, aufweisen. Seine bakterizide und fungizide Wirkung wurde in in-vito-Studien nachgewiesen. Das Produkt kann außerdem als adjuvante Behandlung für infizierte hämorrhagische Gewebe verwendet werden.

Die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper kann für folgende Einsatzgebiete verwendet werden: Zum Stillen von Kapillarblutungen, Leckagen, kapillaren, venösen und arteriellen Blutungen, während endoskopischer Eingriffe, bei traumatischen Blutungen, plötzlichen Blutungen, chirurgischen Blutungen, intensiven Blutungen, Blutungen nach Operationen. Der Zellulose-Tupfer darf nicht in die Vene oder den Blutkreislauf eingeführt werden. Er kann unter ärztlicher Aufsicht sicher verwendet werden. Bluter, Diabetiker und Hypertoniker können ihn unter ärztlicher Aufsicht verwenden.



Öffnen Sie die Packung des Zellulose-Tupfers. Sprühen Sie die Ankaferd-Lösung im Innern der Spritze gleichmäßig auf jede Seite des Zellulose-Tupfers in der Verpackungsmulde. Warten Sie 1-1,5 Minuten, bis die Flüssigkeit vollständig vom Zellulose-Tupfer aufgenommen ist.



Drücken Sie den Zellulose-Tupfer leicht auf die blutende Stelle, damit die Ankaferd-Lösung bis zur Blutungsquelle vordringen kann. Die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper wird innerhalb von 40 Tagen im Körper absorbiert.

ankaferd BLOODSTOPPER®

ABSORBIERBARE WUNDAUFAGE VON ANKAFERD BLOODSTOPPER

GEBRAUCHSANWEISUNG
Wenn die Blutung trotz ordnungsgemäßer Anwendung der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper nicht gestoppt werden kann, sollten Sie sofort andere Methoden anwenden. Wenden Sie sich an die nächste Gesundheitseinrichtung, nachdem die Blutung aufgehört hat, und geben Sie an, dass Sie die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper verwendet haben, um die Blutung zu stoppen.

NEBENWIRKUNGEN
Bei der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper sind keine Nebenwirkungen bekannt. Dennoch verändert die absorbierbare Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper als natürliche Folge in Verbindung mit dem hohen Eisengehalt im Blut vorübergehend die Farbe des Gewebes an der Anwendungsstelle. Wenden Sie sich im Zweifelsfall oder beim Auftreten einer unerwarteten Wirkung an Ihren Arzt oder an medizinisches Fachpersonal.

WECHSELWIRKUNGEN
Bei der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt. Ankaferd Bloodstopper ist hypoallergen.
Die absorbierbaren Wundauflagen von Ankaferd Bloodstopper enthalten keine menschlichen Blutderivate, tierisches Gewebe, chemische Produkte oder Alkohol.

STERILISATION, VERWENDUNG UND LAGERUNG
Das Produkt wurde durch das Gammastrahlenverfahren sterilisiert.
Spritze und Zellulose-Tupfer sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Die gebrauchte Spritze kann bei erneuter Verwendung der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper nicht mehr die richtige Leistung erbringen. Es besteht außerdem ein Risiko der Übertragung von durch Blut übertragbaren Krankheiten, wenn das Produkt von verschiedenen Personen verwendet wird.
Die Verpackung und der Inhalt sind nach dem Öffnen/der Benutzung als medizinischer Abfall zu behandeln. Entsorgen Sie sie ordnungsgemäß, da gebrauchte Tupfer und Spritzen ein biologisches Risiko darstellen können.
Lagerung an einem trockenen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung und bei Temperaturen zwischen 0 und 25°C.
Nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen.

ACHTUNG
Wenden Sie sofort andere Methoden an, wenn die Blutung mit der absorbierbaren Wundauflage von Ankaferd Bloodstopper nicht gestoppt werden kann.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Vertrieb:
Health&Beauty GmbH - Tal 23, 80331
München, www.ankaferd.info

HERSTELLERANGABEN: İmmun Gıda İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Kireçburnu Cad. Raifbey Sok. No: 8/B Kireçburnu Sarıyer/İSTANBUL **STANDORT DER HERSTELLUNG VON BULK-LÖSUNGEN:** Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Güllü Bağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No:14 Kurtköy/Pendik/İstanbul/Türkei **PRODUKTION, ABFÜLLUNG UND VERPACKUNG:** İmmun Gıda İlaç Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad. 14.Sokak. No:11/13 Ataşehir / İstanbul / Türkei

STERILE R



CE 1783 TÜRK MALI Made in Turkey